

Cortrium – votre partenaire pour la surveillance ECG à long terme



Les maladies cardiovasculaires


sont la première cause de mortalité dans le monde. Souvent, les patients présentant des symptômes inquiétants doivent attendre avant d'être diagnostiqués.



**Nous sommes
là pour changer cela.
Pour faciliter l'ECG pour
vous et vos patients**



Cortrium assure...



Notre
meilleur Holter
à ce jour



Rapports
vérifiés par des
spécialistes



Délai de
traitement
rapide



Conception
étanche et sans
câble



Jusqu'à
14 jours d'en-
registrement

Workflows permettant de gagner du temps

Laissez-nous vous fournir les informations nécessaires afin que vous puissiez gagner du temps dans l'analyse des signaux ECG et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : vos patients.


Selon nos clients affirment gagner 5 à 10 minutes par patient grâce à la configuration facile de nos moniteurs.

L'ECG à long terme n'a jamais été aussi simple

Nous fournissons une solution simple de bout en bout qui facilite vos diagnostics et vos processus cliniques.

Moniteur Holter C3w

- 3 canaux et jusqu'à 14 jours d'enregistrement
- Léger (seulement 36 grammes)
- Utilise 3 électrodes standard
- Appareil facile à nettoyer et réutilisable



Logiciel intuitif

- Configuration simple pour le patient
- Algorithme d'IA propriétaire validé
- Mises à jour gratuites du logiciel
- Solution cloud



Rapports ECG

- Rapports ECG de qualité, vérifiés par nos spécialistes cardiologues internes
- Résumé concis pour soutenir votre diagnostic
- Accès aux données brutes
- Fonctionnalités additionnelles disponibles (ex. service prioritaire)



Approuvé par les médecins



500,000+


rapports ECG déjà réalisés




3,000+

médecins utilisent notre
service chaque jour

Qualité validée



Corrélation dans une étude comparative
avec un service d'analyse ECG externe
de référence ($R^2 = 0,9996$)
= 379 enregistrements de patients



Sensibilité basée sur une base de données
annotée, validée en externe par des techni-
ciens cardiaques certifiés et reconnus à
l'international, n = 300 patients.

Dispositif médical certifié

Nos dispositifs médicaux sont certifiés
de classe IIa en vertu du règlement sur
les dispositifs médicaux (MDR).



Comment ça marche – 3 étapes simples

Chaque rapport d'ECG est vérifié par nos cardiologues internes. Ensemble, ils cumulent plus de 300 ans d'expérience en cardiologie hospitalière. Leurs compétences sont constamment affinées grâce à des conférences quotidiennes et à des processus de révision par des experts seniors, ce qui garantit des rapports de qualité, livrés en seulement deux jours ouvrables.



1. Préparation

- Configurez les données du patient dans le logiciel Cortrium Apex.
- Rasez la poitrine dans la mesure nécessaire.
- Placez le C3w avec les 3 électrodes sur le patient.



2. Commande

- Une fois l'appareil renvoyé, connectez le moniteur C3w à l'ordinateur
- Téléchargez les données via le logiciel Cortrium Apex et cliquez sur « Commander le rapport »



3. Télécharger

- Télécharger le rapport ECG analysé dans le logiciel Cortrium Apex
- Conseiller et/ou traiter le patient en conséquence

Notre meilleur Holter à ce jour

À l'écoute des commentaires de nos clients, nous avons amélioré notre moniteur Holter afin de vous offrir, à vous et à vos patients, la meilleure version à ce jour.

	Version précédente	C3w
Léger	Oui	Oui
Sans câble	Oui	Oui
Durée d'enregistrement	7 Jours	14 Jours
Étanche	Non	Oui
Connexion	USB-A uniquement	Compatible USB-A et USB-C

Conçu en pensant au patient

Le C3w est léger, discret et confortable à porter, même durant les activités quotidiennes. Sans câbles et avec un impact minimal sur la vie de tous les jours, les patients en oublient souvent qu'ils le portent.



Discret



Confortable



Résistant

Vous souhaitez devenir notre partenaire ?

Conçus au Danemark pour l'excellence clinique, nous collaborons avec des leaders du secteur de la santé et des cliniciens afin de fournir des services ECG fiables, efficaces et de qualité.

De la configuration au rapport final, notre équipe passionnée optimise les processus et veille à ce que l'ECG soit facile à utiliser pour soutenir votre pratique et vos patients.

Contactez-nous à:

 +45 73 70 95 60

 sales@cortrium.com

 cortrium.com



Notre équipe du service clientèle est à votre disposition pour vous accompagner en cas de besoin et tout au long du processus. Appelez-nous, nous serons ravis de vous aider.