

C3w Holter Monitor – Patient:innen Information

Liebe Patientin, lieber Patient,

heute beginnen Sie mit Ihrer Langzeit-EKG-Untersuchung. Diese Untersuchung gibt Ihrem Arzt/Ärztin ein detailliertes Bild Ihres Herzrhythmus über einen längeren Zeitraum.


Ihre Herzaktivität wird mit dem kleinen und leichten C3w Holter Monitor aufgezeichnet, der so komfortabel und diskret wie möglich gestaltet ist.

Um eine bestmögliche Aufzeichnung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Behalten Sie Ihren gewohnten Tagesablauf bei. Das Gerät ist so konzipiert, dass es während Ihren normalen täglichen Aktivitäten bequem getragen werden kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Elektroden (die Teile, die auf Ihrer Haut haften). Sollte sich eine Elektrode lösen oder abfallen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.

Wenn Sie während der Aufzeichnung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.


Die Aufzeichnung läuft für _____ Tage.
Bitte bringen Sie den C3w Holter Monitor an folgende Adresse zurück:



Halten Sie sich nicht in der Nähe von elektromagnetischen Feldern auf.



Benutzen Sie keine Sauna / Infrarotkabinen.



Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein.



Grün: Langsames Blinken: Aufzeichnung läuft. Schnelles Blinken: Ereignis markiert.



Gelb: Langsames Blinken: Speicher ist voll. Schnelles Blinken: Batterie schwach / Gerät schaltet sich aus.



Weiß: Schnelles Blinken: Kein Signal, Elektroden haben keinen ordnungsgemäßen Kontakt zur Haut. Leuchtet konstant: Systemfehler, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ärztin.

